



TMT Extension チューブ TM-100

本品は、100m巻の送気チューブです。ご使用の際、必要な長さに切断してください。
チューブの外側にローレットを有し、引き回し等での抵抗を低減しています。また、内径に
適合する専用のコネクタが付属しています。

このコネクタは中央で回転し、チューブの捻じれなど接続をはずすことなく解消できます。



チューブ断面



チューブ全体

(入数)

1箱:100m巻 1個

(材 質)

ポリ塩化ビニル

(注 意)

酸素供給源(酸素濃縮器)などのアウトレットに、緩みなくしっかりと接続してください。

一方の端は、ロータリコネクタの細い方をしっかりと奥まで接続してください。

本品をご使用の際は、チューブの周りでの火気使用は厳禁です。

周りでタバコは吸わないでください。

附属品

ロータリコネクタ RC-55SM



(入数)

1袋:10個入り

総販売元:

製造販売業者: 株式会社 ティエムトレーディング

埼玉県朝霞市根岸台 7-31-32 電話: 048-468-2560 FAX: 048-437-9946

メール: info@t-m-trading.com (小林宛)

ご意見、ご希望等ございましたら、上記アドレスにメールを頂けると幸いです。