

ルンマイ鼻カニューレ RNC-20A

包装:小箱 25本入り 中箱:100本(小箱×4)

特徴:

本製品は酸素療法用の鼻カニューレです。患者様及び医療関係者などの使用者を考慮して使いやすさと装着時の心地よさを追求した設計です。安全性を重視し、全材料においてフタル酸可塑剤は使用していません。



詳細:

① プロング



鼻プロングは透明度の高いソフトな素材を使用。顔に優しく、鼻粘膜に接触しにくい設計です。

② チューブ



耳にかけるチューブは表面加工処理を施し、顔面皮膚への不快感を軽減。内部抵抗が小さく、閉塞しにくいフラットタイプのチューブを使用。主チューブは軽量且ノンクラッシュチューブを使用。

③ 調整リング、接続端コネクタ



調整リングは患者に優しいソフトタイプを使用。接続端は酸素濃縮器、同調器、ロータリコネクタまで幅広いタケノココネクタにフィットします。パーツは、認識しやすい白色使用。

関連商品

① 酸素供給用 チューブ EXO-100



酸素供給源と離れている場合の延長用に。軽量で捻じれにくい！必要な長さに切って使用できます。

管理医療機器：302AOBZI00004Z00 ルンマイ鼻カニューレ付属品

(100m巻/1箱)

② ロータリーコネクタ RC-55 SM



カニューレや延長チューブの捻じれを解消させるためのコネクタです。

一般医療機器：11B2X10029000002 TMT Extension チューブ付属品

(10個入り/1袋)

販売業者：

製造販売業者：株式会社 ティエムトレーディング

埼玉県朝霞市根岸台 7-31-32

電話：048-468-2560 FAX：048-437-9946

メール：info@t-m-trading.com (小林宛)

ご意見、ご希望等ございましたら、上記アドレスにメールを頂けると幸いです。